

# BIODY COACH<sup>ZM</sup>

LE PREMIER IMPÉDANCEMÈTRE HAUTE PRÉCISION, PORTABLE ET CONNECTÉ



## MASSE MUSCULAIRE

21.5 kg ↑ +1.43 kg

## MASSE GRASSE

18% ↓ -1.97 kg

## HYDRATATION

73.45% ↑ +0.47 L

**+30**  
**DONNÉES**  
**ANALYSÉES**



Le poids est une valeur intéressante, mais ne nous dit pas l'essentiel. C'est la répartition des compartiments corporels qui permet d'évaluer le bon équilibre d'une personne. Avec **BIODY COACH<sup>ZM</sup>** offrez à vos clients une analyse précise et détaillée de la composition corporelle en seulement 10 secondes. Grâce à de nombreux historiques, l'analyse sera source de motivation pour votre clientèle et vous pourrez ainsi justifier de la pertinence de vos différents programmes d'entraînement.



# UNE TECHNOLOGIE DE POINTE UNIQUE...

## ► Une interface claire, visuelle et intuitive

Les résultats sont restitués avec des codes couleurs et des schémas ludiques pour une compréhension immédiate et facile de l'analyse.

## ► Une analyse précise et complète

Avec plus de **30 données** sur les compartiments corporels, **BIODY COACH<sup>ZM</sup>** permet d'apporter un suivi précis et performant aux utilisateurs.



## ► Biody Connect, le coach dans la poche

Possibilité pour vos clients de consulter les indicateurs principaux sur smartphone ou tablette avec l'application **Biody Connect**.

Ils pourront ainsi suivre en permanence leur évolution.



Léger  
(-300g)



Bluetooth



Multifréquence



Multialgorithme



Logiciel  
Multisupport



Sécurité  
des données



Interprétation des résultats extrêmement fiable basée sur les résultats de la mesure (résistance, réactance, impédances, phase) et sur des données essentielles telles que la taille, le poids, l'âge et le sexe. Les équations utilisées sont issues des plus importants travaux effectués en Bio-impédancemétrie, publiés et reconnus sur un plan international.

# ...POUR UN COACHING SUR-MESURE

Avec **Biody Coach zm** vous disposez des outils les plus élaborés pour accompagner personnellement vos clients.

**Une ergonomie parfaitement adaptée** aux centres de fitness et aux coachs : **mobile, connecté, léger.**

**Confidentialité et sécurité des données** : plateforme web avec serveur médical sécurisé (certifié HDS).



**Une prise de mesure en quelques secondes.** Application disponible sur smartphone, tablette android et IOS, ainsi que Desktop PC et Mac.

Avec en option, un **logiciel de rééquilibrage alimentaire** configuré en fonction des résultats de l'analyse.

## De loin, le dispositif le plus performant et compétitif du marché

### Pourquoi choisir BIODY COACH ?

- ▶ Un formidable outil de recrutement de prospects.
- ▶ Un levier de fidélisation.
- ▶ Augmentation des revenus additionnels : coaching, compléments alimentaires, suivi nutritionnel...etc.
- ▶ Renforcement et crédibilisation du plan d'entraînement avec des données chiffrées.
- ▶ Être toujours à la pointe des dernières avancées, avec un logiciel évolutif.

### Caractéristiques techniques

Mesure **quadripolaire** (4 électrodes)  
Mesure **multifréquence** de 5 à 200 KHz  
Plage de mesures : 20 à 1500 Ohms

Précision : **impédance 1%** - angle de phase + 0,5°  
Intensité du courant : 800  $\mu$ A crête  
Connexion **Bluetooth** | Poids : 300g

**AMINO**Gram  
Bioimpédancemétrie & Innovation

**eBIODY**  
Body Analysis Solutions

- ◆ Conception
- ◆ Fabrication
- ◆ Recherche

- ◆ Commercialisation
- ◆ Formation
- ◆ Service

**UNE ÉQUIPE RÉACTIVE ET 100 % À VOTRE ÉCOUTE**

Avec plus de **30 ans d'expérience** dans la conception et la diffusion de dispositifs à visée médicale et para-médicale ainsi que de compléments alimentaires à destination des professionnels de la nutrition, Aminogram s'est spécialisée dans le développement d'équipements de bio-impédancemétrie dès 2003.

**+4 MILLIONS DE MESURES**

eBIODY - Body Analysis  
ZI ATHELIA III, 96 Voie Atlas,  
13600 La Ciotat

[www.aminogram.com](http://www.aminogram.com)  
[www.ebiody.com](http://www.ebiody.com)

[infos@ebiody.com](mailto:infos@ebiody.com)  
f ebiody

Made in France